



IV06T

使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

I V O 6 T

**2013年10月改訂（第6版）

体外診断用医薬品の補助試薬

*2012年11月改訂（第5版）

製造販売承認番号：22000AMX01622000

ガストリン放出ペプチド前駆体キット

ルミパルスプレスト® ProGRP

ProGRPキャリブレーションセット

■一般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本試薬は、ルミパルスプレスト ProGRP専用のキャリブレーションプレートで血清または血漿中のProGRP濃度測定に用います。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
5. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
6. 使用に際しては、本書とあわせ、ルミパルスプレスト ProGRPの添付文書、使用する測定システムの添付文書および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

ProGRPキャリブレーションセット：3濃度×2

1. ProGRPキャリブレーションプレート

- (1) 0 pg/mL ProGRPキャリブレーションプレート
(凍結乾燥、0.5 mL用×2)
- (2) 50 pg/mL ProGRPキャリブレーションプレート
(凍結乾燥、0.5 mL用×2)
- (3) 5000 pg/mL ProGRPキャリブレーションプレート
(凍結乾燥、0.5 mL用×2)

2. ProGRP用溶解用液（液状、5 mL×1）

ProGRPキャリブレーションプレートは凍結乾燥品です。ProGRP用溶解用液を用いて調製します。

■用法・用量（操作方法）

1. 本試薬は別売の試薬と組み合わせて使用します。
2. 各濃度のProGRPキャリブレーションプレート（凍結乾燥）にProGRP用溶解用液を正確に0.5 mL加え、ProGRPキャリブレーションプレート溶液を調製します。調製に際しては、各キャリブレーションプレート毎にディスペンサーチップを交換してください。
3. デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。一例としてルミパルス Presto IIでサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100 µLとなります。

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意

- (1) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペティングを行わないでください。
- (2) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- (1) 使用に際しては本書とあわせ、ルミパルスプレスト ProGRPの添付文書、使用する測定システムの添付文書および取扱説明書に従ってください。
- (2) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。本試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
- (3) 本試薬は、常温（15～25℃）に戻してから使用します。
- (4) 本試薬使用に際しては、分取時の汚染に注意し、分取後は速やかに密栓して保存してください。
- (5) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
- (6) 検体および本試薬は蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
- (7) 調製後のProGRPキャリブレーションプレート溶液は2～10℃に保存した場合、1週間は安定です。

3. 廃棄上の注意

- (1) 本試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。
ProGRP用溶解用液：0.05%
ProGRPキャリブレーションプレート：0.15%（調製時）
- (2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。

■貯蔵方法・有効期間

ProGRPキャリブレーションセット

(ProGRP用溶解用液含む) 2～10℃に保存 有効期間：1年

使用期限については、外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

コードNo.	品名	包装
**297834	ルミパルスプレスト ProGRP ProGRPキャリブレーションセット (ProGRP用溶解用液含む)	3濃度×2 (5 mL×1)

■問い合わせ先

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター

TEL：0120-292-832

FAX：03-5695-9234

*本製品はLife Technologies Corporationから導入した技術に基づいて製造したものです。



製造販売元

富士レビオ株式会社

東京都中央区日本橋浜町2-62-5