

2020年7月

お客さま 各位

**「エスプライン<sup>®</sup> SARS-CoV-2」検体処理液の  
「エスプライン<sup>®</sup> インフルエンザ A&B-N」への  
使用に関するご案内**



お客様コールセンター  
TEL : 0120-292-026

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、SARSコロナウイルス抗原キット「エスプライン SARS-CoV-2」の検体処理液が、インフルエンザウイルスキット「エスプライン インフルエンザA&B-N」においても使用可能となりましたので下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧とお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

CODE No.	品名	包装規格
260319	エスプライン SARS-CoV-2	10テスト
260326		100テスト
295526	エスプライン インフルエンザ A&B-N	10テスト
295533		100テスト

2. 変更内容

項目	エスプライン	
	SARS-CoV-2	インフルエンザ A&B-N
エスプライン SARS-CoV-2 検体処理液	○	×→○
エスプライン インフルエンザ A&B-N 検体処理液	×	○

\*なお、「エスプライン インフルエンザ A&B-N」の検体処理液は、「エスプライン SARS-CoV-2」の測定には使用できません。

3. 適用日

適用日	2020年7月27日(月)
-----	---------------

以上

ご不明な点は、お客様コールセンター（0120-292-026）までお問合せくださいますようお願い申し上げます。